



FICHA TÉCNICA

Producto:

Guantes de vinilo

Marca:

M&H Care

Fabricante:

M&H Care

Descripción del producto:

Los *guantes de vinilo M&H CARE* son fabricados a partir de resina de cloruro de polivinilo, no contiene látex, por lo tanto están indicados en personas con problemas alérgicos.

Durante la etapa de desarrollo de producto, se llevaron a cabo estudios de estabilidad y biocompatibilidad, los cuales han demostrado que los materiales usados, además de ser seguros y confortables, proporcionan una excelente flexibilidad y resistencia a la rotura.

Especificaciones técnicas

Talla	X-Small	Small	Medium	Large	X-large	Tolerancia
Largo Total (mm)	230	230	230	230	230	min
Grosor (mm)	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	±0.02
Ancho de la Palma (mm)	75	85	95	105	115	±2
Resistencia a la Ruptura (≥)min	11Mpa	11Mpa	11Mpa	11Mpa	11Mpa	min
Elongación (%)min	300	300	300	300	300	min

Mpa: Megapascal, unidad de presión.

Indicaciones de uso

Los *guantes de vinilo M&H CARE* pueden ser utilizados como barrera de seguridad en procedimientos que no requieran condiciones aséptica. Especialmente indicados en personas alérgicas al látex.

Precauciones y advertencias

- Producto desechable, no reutilizable.
- Deseche el producto si excede la fecha de vencimiento.
- Si observa alguna reacción alérgica suspenda su uso inmediatamente y consulte al médico.
- Deseche según las indicaciones de cada institución.

Instrucciones de uso

- Lave las manos según la norma establecida.
- Retire un guante de la caja dispensadora.
- Identifique el dedo pulgar del guante e introduzca su mano de preferencia, hale el guante hasta quedar completamente ajustado.
- Tome un segundo guante y repita el procedimiento con la mano desprotegida.

Presentación comercial

- Caja x 100 guantes ambidiestros.
- Caja Master x 10 Caja x 100 guantes ambidiestros.

Condiciones de almacenamiento

- Mantener en su empaque original.
- Condiciones ambientales: máximo 30°C (86°F) de temperatura y 70% de humedad relativa.
- Evite la exposición directa a la luz solar.
- Almacene sobre estibas.
- No almacene en contacto directo con metales como el hierro, cobre y manganeso.
- No almacene en contacto directo con productos a base de aceites, fenoles y sus derivados, productos derivados del petróleo y compuestos relacionados.

Los *guantes de vinilo M&H CARE* tienen una vida útil de 5 años, siempre y cuando se cumplan las condiciones de almacenamiento.

Normas técnicas de referencia

EN 455-1:2000	Guantes médicos de un solo uso - Parte 1: Requisitos y análisis de la ausencia de agujeros.
EN 455-2:2000	Guantes médicos de un solo uso - Parte 2: Requisitos y ensayos de las propiedades físicas.
EN 455-3:2000	Guantes médicos de un solo uso - Parte 3: Requisitos y pruebas para la evaluación biológica
EN 455-4:2000	Los guantes médicos de un solo uso Parte 4: Requisitos y ensayos para determinar la vida útil determinación
EN ISO 14971:2012	Productos sanitarios - Aplicación de gestión de riesgos para médicos dispositivos.