

### 1. NOMBRE COMERCIAL

- ❖ Guante Látex Examen con talco Alfa Safe.

### 2. NOMBRE GENERICO

- ❖ Guante Látex para Examen bajo en talco.



### 3. ESPECIFICACION Y CARACTERISTICAS

Guantes ambidiestros, **lisos**, puño enrollado reforzado, biodegradables, desechables, dedos nivelados (rectos) de color blanco y/o natural.



Talla size	Longitud / Largo Length (mm)	Ancho Width (mm)	Espeso (pared doble ) (mm)			Gramaje unid.	Residuo de polvo
			Punta dedo Finger tip (mm)	Palma Palm (mm)	Manga Cuff (mm)		
<b>XS</b>	Min 230± 10	Min 70 ± 10	Min 0.20	Min 0.16	Min 0.12	Min 5.5 ± 3	Max 10mg/dm <sup>2</sup>
<b>S</b>	Min 230± 10	Min 80 ± 10	Min 0.20	Min 0.16	Min 0.12	Min 6.0± 3	
<b>M</b>	Min 240± 10	Min 95 ± 10	Min 0.20	Min 0.16	Min 0.12	Min 6.5± 3	
<b>L</b>	Min 240± 10	Min 111 ± 10	Min 0.20	Min 0.16	Min 0.12	Min 7.0± 3	

### BENEFICIOS

Permiten mayor movilidad y flexibilidad gracias a la elasticidad del látex permitiendo mejor destreza al tacto facilitando la correcta realización del trabajo.

Adaptación ergonómica. Cumple con el AQL (Limite aceptable de Calidad) 1.5

### 4. COMPONENTES Y MATERIALES:

El guante de látex examen Alfa Safe esta hecho de látex de caucho natural grado alto, con talco polvoreados con **Silicato de Magnesio** USP.

**5. REGISTRO SANITARIO:** INVIMA 2013DM-0002025-R1

**Vigente hasta:** 27 de agosto de 2023

**Clase de riesgo:** Clase **Ila** Riesgo Moderado

**Vida Útil:** 5 años

### 6. USOS:

Destinados a efectuar exploraciones medicas, procedimientos diagnósticos y terapéuticas y para manipular material médico contaminado., protección contra fluidos corporales Prevención de contaminación bacteriana uso médico hospitalario y Laboratorios que lo requieran.

## 7. PRESENTACION COMERCIAL:

CODIGO	DESCRIPCION	PRESENTACION COMERCIAL	UNIDAD DE EMBALAJE (Unidad Mínima de despacho)
GULE001	GUANTE LATEX EXAMEN ALFA SAFE TALLA XS (CON TALCO)	CAJA X 100 UNIDADES	Cartón x 10 cajas x 100
GULE002	GUANTE LATEX EXAMEN ALFA SAFE TALLA S (CON TALCO)	CAJA X 100 UNIDADES	Cartón x 10 cajas x 100
GULE003	GUANTE LATEX EXAMEN ALFA SAFE TALLA M (CON TALCO)	CAJA X 100 UNIDADES	Cartón x 10 cajas x 100
GULE004	GUANTE LATEX EXAMEN ALFA SAFE TALLA L (CON TALCO)	CAJA X 100 UNIDADES	Cartón x 10 cajas x 100

## 8. BASES DEL TEST:

Los guantes de látex Examen cumplen con la norma **ISO 13485 ASTM D3578-05 / EN 374-2 EN 374-3 / EN 455-EN 420**

## 9. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Malas condiciones de almacenamiento, carga y descarga brutal probablemente afectará la calidad de los productos y heridas a los usuarios. Almacene en lugar fresco y seco. Evitando los rayos directos del sol.

**TEMPERATURA:** MÁXIMA 30°C

**HUMEDAD:** MÁXIMA 70%

## 10. PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Este producto contiene látex natural lo cual puede causar reacciones alérgicas.

- ❖ Antes de usar guantes hay que retirar anillos, relojes y pulseras que Pueden romperlos.
- ❖ Lavar y secar las manos.
- ❖ No se debe aplicar cremas antes de colocarse los Guantes, pueden alterar las propiedades del guante.
- ❖ Una vez abierta la caja / Display de guantes utilizarlos en el menor tiempo posible ya que se contaminar.
- ❖ Para su manipulación evite el contacto con solventes orgánicos y aceites.

**“Todos los pacientes y sus fluidos corporales deben ser considerados como potencialmente infectantes y se debe tomar las precauciones necesarias para prevenir que ocurra transmisión.”**

## 11. METODO DE DESECHO:

Norma Técnica Colombiana GTC 24 de Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios 24  
 Desechar como **residuos peligrosos biológico-infecciosos.**

En caso de que el producto se encuentre contaminado con residuos radioactivos, se colocarán en recipientes rígidos, los cuales deben estar rotulados con el símbolo de peligro radioactivo.

Desechar de acuerdo a la norma (nunca reutilizar el producto).