



Batas quirúrgicas

Ficha técnica - REF: PT26021ES

**BATA QUIRÚRGICA REFORZADA PLUS:
DESEMPEÑO MEDIO**
TALLA: L


Página 1 de 1 | Versión: FT1




A



B



D



C

Información

Letra	Cant	Contenido	Medidas
A	2	Toallas absorbentes	30 x 38 cm
B	1	Indicador químico	-
C	1	Bata quirúrgica Reforzada Plus: Desempeño medio	Talla: L
D	1	Envolvedera	0.60 x 0.725 mt

Nota: Todas las medidas tienen una tolerancia de +/-5%

Características

- Bata manga larga, cierre en cuello con velcro, puños en rib y tiras de amarre en cintura.
- **Repelente a fluidos en las zonas no críticas.**
- **Impermeable en las zonas críticas: pecho y mangas hasta el codo.**
- Bajo desprendimiento de pelusas.
- Doblado básico.

Usos Recomendados

- Procedimientos de duración media con fluidos moderados.



No reuse

Vida útil

- Estéril: 3 años

Unidad de empaque

- Primario: Paquete x 1 unidad
- Gran empaque: 50 Paquetes

Condiciones de almacenamiento y transporte

- Si la bodega cuenta con ventanas, deben tener protección contra la contaminación externa.
- Temperatura homogénea menor a 35°C.
- Humedad relativa 80%.
- El lugar de almacenamiento/transporte no debe tener filtraciones o goteras.
- Los pisos, superficies y estanterías deben ser limpiados con paños húmedos con el fin de no levantar polvo.
- No se deben usar ni aerosoles, ni spray para desinfectar o aromatizar.
- Se debe combatir la presencia de plagas como insectos o roedores.
- Los dispositivos deben estar ordenados en estanterías y nunca en forma directa sobre el piso y/o la pared.
- Se recomienda que el transporte sea exclusivo para manejo de dispositivos médicos o insumos del sector salud.

Disposición final

- Después del uso se deben separar en la fuente como residuos peligrosos infecciosos o de riesgo, para luego desecharlos de acuerdo con la normatividad legal vigente de cada país y sus localidades.