

41402015
41402016

Ficha Técnica

GUANTE ESTERIL LÁTEX
ALLMED



PESO:

	TALLA 6.5	TALLA 7	TALLA 7.5	TALLA 8	TALLA 8.5
PESO GR	18 +/- 5	19 +/- 5	21 +/- 5	22 +/- 5	24 +/- 5

DIMENSIONES:

TALLA	ANCHO DE LA PALMA (MM)	LARGO DEL GUANTE (MM)
6.5	83 +/- 5	280
7	89 +/- 5	280
7.5	95 +/- 5	280
8	102 +/- 6	280
8.5	108 +/- 6	280

GRUSOR:

	PARED INDIVIDUAL GUANTE (mm)
DEDOS	Min 0.19
PALMA	Min 0.18
PUNO	Min 0.13

PROPIEDADES FÍSICAS:

	ANTES DEL EMPAQUEAMIENTO	DESPUÉS DEL EMPAQUEAMIENTO
ELONGACION EN EL CUBIEMBRE %	Min 200	Min 500

DESCRIPCIÓN

Los guantes son productos sanitarios de un solo uso, utilizados como barrera bidireccional entre el personal que lo utiliza y el entorno a través del cual está en contacto con sus manos.

CARACTERÍSTICAS

Tipo: guante de cirugía de látex, empolvados, estériles.
Material: látex de caucho de alto grado natural.
Exterior del guante: microtexturizado.
Interior del guante: clorato, empolvado de fécula de maíz.
Color: natural a blanco permitiendo cambiar de acuerdo a la variación del grosor.

DISEÑO Y ESPECIFICACIONES

Derecho e izquierdo, con diseño anatómico en pulgar, suave, puño bordeado. Es un producto Hipoalérgico.
AQL: 0.65.
Contenido de proteína: 120 ug / dl2.
Nivel de polvo: 60 mg / guante.
Esterilización: óxido de etileno.
Cambio de guante: cada 1-3 horas.
Estilo de empaque: 1 par por empaque individual. 1 caja por 50 pares.
Condiciones de bodega: condiciones secas a temperatura entre 10 y 30 grados centígrados.
Vida del producto: duración de 5 años desde la fecha de fabricación con las condiciones de bodegaje mencionadas.

allMed®

Ficha Técnica

GUANTE ESTERIL LÁTEX
ALLMED

INDICACIONES

Proporcionar una barrera bidireccional de bioseguridad de las manos del profesional en procedimientos asépticos.

BENEFICIOS

- Efecto protector atenuando el pinchazo.
- Fabricado en látex natural, para una suavidad intrínseca y buen confort.
- Lubricado con polvo bioabsorbible U.S.P
- Diseñado especialmente para cirugía por su buen grosor, diferenciado en las áreas de mayor contacto como son los dedos, garantizando una bioseguridad efectiva
- Diseño anatómico en dedo pulgar.
- No contiene sílicona.

RECOMENDACIONES DE USO

- Desechable de un solo uso.
- Se utiliza para actividades que requieran de una técnica aséptica estéril.
- Después de su uso retirar de las manos el polvo con agua.

PRECAUCIÓN

- Este producto contiene látex de caucho natural que puede causar reacciones alérgicas.
- Se requiere en centros hospitalarios, odontológicos, veterinarios en procedimientos que requieran esterilidad.

WUJIMA 2009 DM-0001862

CERTIFICACIONES DE CALIDAD



Distribuido por:

allers

Representaciones - Importaciones
Carrera 67 No. 18-35 Cali / Colombia
PBM: (2) 685 8850. Celular: 312 832 7645 / FAX: (2) 323 2323
e-mail: allers@allers.com.co / Website: www.allers.com.co

allMed®