




Batas quirúrgicas



Información

Letra	Cant	Contenido	Medidas
A	1	Indicador químico	-
B	3	Batas quirúrgicas	Talla: L

Nota: Todas las medidas tienen una tolerancia de +/-5%

Características

- Bata manga larga, cierre en cuello con velcro, puños en rib y tiras de amarre en cintura.
- Repelente a fluidos.
- Doblado básico.

Usos Recomendados

- Procedimientos cortos con fluidos bajos.



No reuse

Vida útil

- Estéril: 3 años

Unidad de empaque

- Primario: paquete x 1 unidad
- Gran empaque: 30 paquetes

Condiciones de almacenamiento y transporte

- Si la bodega cuenta con ventanas, deben tener protección contra la contaminación externa.
- Temperatura homogénea menor a 35°C.
- Humedad relativa 80%.
- El lugar de almacenamiento/transporte no debe tener filtraciones o goteras.
- Los pisos, superficies y estanterías deben ser limpiados con paños húmedos con el fin de no levantar polvo.
- No se deben usar ni aerosoles, ni spray para desinfectar o aromatizar.
- Se debe combatir la presencia de plagas como insectos o roedores.
- Los dispositivos deben estar ordenados en estanterías y nunca en forma directa sobre el piso y/o la pared.
- Se recomienda que el transporte sea exclusivo para manejo de dispositivos médicos o insumos del sector salud.

Disposición final

- Después del uso se deben separar en la fuente como residuos peligrosos infecciosos o de riesgo, para luego desecharlos de acuerdo con la normatividad legal vigente de cada país y sus localidades.