

Es un producto con una eficiencia bacteriana del 95.9%, hecho para todo tipo de área hospitalaria con adaptador nasal ajustable hipo-alérgico con triple capa de filtración, sellado ultrasonido y con poco desprendimiento de partículas.

Uso: Para personal médico como barrera de seguridad, procedimientos odontológicos o pacientes para evitar transmisión de gérmenes o enfermedades.



## DESCRIPCIÓN TÉCNICA

NOMBRE COMERCIAL:	TAPABOCA DE ATAR AZUL
COMPOSICIÓN:	Polipropileno de 3 pliegues, 2 capas en tela no tejida 13 gramos SS azul y una capa intermedia de 50 gramos SMMMMS blanco y un soporte nasal ajustable
PRESENTACIÓN:	Bolsa por 50 unidades
EMBALAJE:	Caja x 3000 unidades
TOLERANCIA EN MEDIDAS:	+/- 3 cms.
MARCA:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S.
FABRICANTE:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S.
REGISTRO SANITARIO:	2014DM-0011700
RIESGO:	Clase 1
METODO DE ESTERILIZACIÓN:	N/A
USO:	UN SOLO USO
RECOMENDACIONES:	Consérvese a una temperatura inferior a 30°C
PRECAUCIONES:	No utilizar si el producto está contaminado o el empaque deteriorado.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:	El almacenamiento debe ser en un lugar seco, fresco, libre de humedad y de gases cáusticos
DISPOSICIÓN FINAL:	Cumplir con la política Ambiental para la Gestión integral de residuos o desechos peligrosos, además con la siguiente reglamentación: Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993, la relación con la gestión integral de residuos sólidos, así como la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en cuanto tiene que ver con la presentación del servicio público de aseo.

