

Guante Nitrilo Negro

x 100 Unds

Registro Sanitario Colombia 2017DM-0001588R1

Registro Sanitario Ecuador 2595-DME-0617



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Talla S	Talla M	Talla L
Código del producto	3011063	3011064	3011065
Código de barras plegadiza	770-7304663193	770-7304663209	770-7304663216
Código de barras corrugada	1-770-7304663190	1-770-7304663206	1-770-7304663213
Calibre en milímetros	Palma 0,07 ± 0,02mm Dedo 0,10 ± 0,02mm	Palma 0,07 ± 0,02mm Dedo 0,10 ± 0,02mm	Palma 0,07 ± 0,02mm Dedo 0,10 ± 0,02mm
Peso unidad de guante	3,7g Aprox.	4,0g Aprox.	4,3g Aprox.
Dimensiones en centímetros	Ancho 8,4 ± 1cm	Ancho 9,4 ± 1cm	Ancho 10,5 ± 1cm
	Largo 24 ± 1cm	Largo 24 ± 1cm	Largo 24 ± 1cm

CARACTERÍSTICAS	REQUISITOS
Material de los guantes	100% Nitrilo sintético
Liberación de calidad	AQL 1.5
Color	Negro
Empaque primario	Plegadiza x 100 unds
Dimensión empaque primario	22cm x 6 cm x 12cm
Empaque final	Corrugada x 10 plegadizas
Dimensión empaque final	27cm x 19.5cm x 25cm



EMPAQUE PRIMARIO



EMPAQUE FINAL

OBSERVACIONES

- Producto desechable. **NO ESTÉRIL** de un solo uso.
- Producto clasificado por el INVIMA en la categoría IIA mediano riesgo.
- Cumple con las especificaciones ASTM D6319-10.
- Para uso industrial, hogar, profesionales de la belleza y tratamientos capilares.
- Guantes ambidiestros, dedos texturizados, sin polvo.
- Después de usados no deben ser reutilizados, desinfectados, lavados o esterilizados.
- Vida útil 5 años.

RECOMENDACIONES

- Verificar que los guantes sean compatibles con sus aplicaciones específicas, procesos y materiales antes de ser utilizados.
- Los guantes mantendrán sus propiedades si se guardan en un lugar seco, fresco y protegido de los rayos ultravioleta.

LOS COMPONENTES DEL NITRILLO NO SON COMPATIBLES CON ACETONA Y SUS DERIVADOS.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	
VerónicaCh			
Nombre: Verónica Chagüendo.	Nombre: Liliana Maturana.	Nombre: Alejandro Butnaru.	
Cargo: Aux Desarrollos.	Cargo: Analista Calidad.	Cargo: Gerente M&D.	
Fecha: 06/03/19	Fecha: 06/03/2019	Fecha: 28/03/2019	06/03/19 Fecha actualización